

Dino-Eye AM7025X

ile bir dijital mikroskopyu geleneksel mikroskopa dönüştürebilirsiniz.

- ▶ 5 Megapiksel çözüm
- ▶ İçin 23, 30, 30.5 mm oküler
- ▶ Yazılımda gelişmiş
- ▶ Üstün görüntü kalitesi ve gerçek renkler sunar
- ▶ İçin C-Mount adaptörü






Dino-Eye AM7025X

1.3MP versiyonu olarak da mevcuttur (AM4025X)

DinoEye Edge 5MP oküler kamera üstün görüntü kalitesi ve gerçek renkler sunar. Bu özelliği sayesinde DinoEye patoloji numuneleri ve kalite kontrol uygulamaları gibi gerçek renklerin çok önemli olduğu zorlu uygulamalara uygundur.

Geniş görüş alanı tek görüntüde daha fazla detay yakalamanızı sağlar. Mikroskopunuzun merceklerinden birini 23 mm çapında Dino-Eye kamera ile değiştirebilir veya ürünle birlikte verilen 30 mm veya 30,5mm adaptörlerden biriyle takabilirsiniz.

Ayrıca, 30,5 mm adaptörle birlikte verilen c-montaj parçasını kullanarak DinoEye'i mikroskopun Trinoküler tüpündeki c-montaj adaptörüne (ürünle birlikte verilmez) takabilirsiniz. AM7025X oküler kamera piyasadaki mikroskop markalarının ve modellerinin neredeyse hepsine uyar. AM7025X ölçüm, bilgi notu, video, zaman atlamalı işlevler gibi özelliklerle sahip Windows için DinoCapture yazılımı ve MAC için DinoXcope yazılımına birlikte gelir.



Dino-Lite
Digital Microscope
The Industry Standard



IDCP

IDCP B.V.
Manuscriptstraat 12-14
1321 NN Almere
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 20 6186322

info@dino-lite.eu
www.dino-lite.eu